

UKR (UK Responsible Person): Imported and Distributed by: Ascensia Diabetes Care UK Ltd. Phamaco Distribution (Pty) Ltd. 91 Protea Road Chisinau House Sandton, 2196 Johannesburg, South Africa +27 11 784 0077 www.diabetes.ascensia.com

Imported and Distributed by: Ascensia Diabetes Care Ireland Ltd. 10 Earlsfort Terrace Dublin 2 D02 T380 Ireland Ascensia Diabetes Support 1 800 920 111 - IE

Ascensia Diabetes Care Holdings AG Peter Merian-Strasse 90 4052 Basel, Switzerland EC REP Ascensia Diabetes Care Italy S.r.l. Via Varesina, 162 20156 Milano, Italy

ASCENSIA Diabetes Care

90012925 Rev. 05/24

Microlet® next Lancing Device EN

INSTRUCTIONAL INSERT

- Lancet ejector for safe lancet disposal.
- Black/white adjustable endcap for fingertip testing only.
- Clear AST endcap for alternative site testing only.

Use with MICROLET® lancets for fingertip and palm testing.

WARNING

- Ask your health care professional if Alternative Site Testing (AST) is right for you.
- Do not calibrate a continuous glucose monitoring device from an AST result.
- Do not calculate an insulin dose based on an AST result.

WARNING: Potential Biohazard

- The MICROLET NEXT lancing device is intended for self-testing by a single patient. It must not be used on more than one person due to the risk of infection.
- Do not reuse lancets. Used lancets are not sterile. Use a new lancet each time you test.

INTENDED USE: Intended for collecting capillary blood, for use together with disposable lancets. The **MICROLET NEXT lancing device** is used to draw capillary blood from the fingertip or palm for blood glucose testing with compatible lancets. The **MICROLET NEXT lancing device** is for single-patient use. The lancing device is not intended for neonates. The **MICROLET lancet** is a single-use sterile device intended for drawing a capillary blood sample from an adult or child for glucose monitoring. The lancet is not intended for neonatal use. There are no known contraindications associated with these devices.

CAUTION:

- Contact Customer Service for assistance if your device malfunctions for any reason or if you notice any difficulties using the device.
- Choose alternate puncture sites to prevent excess scarring, which could lead to loss of sensitivity.
- Test your blood glucose level as frequently as recommended by your healthcare provider.*
- Healthcare agencies recommend that adult patients test their BGL three to four times per day (2018 U Oja et al., "Disruption in the diabetic device care market") and that children and young persons test at least five times per day (2016 NICE [NG18], "Diabetes (type 1 and 2) in children and young people: diagnosis and management").

*May not be included in all kits. Available on request from Customer Service.

NOTES: The Capillary Sampling guidelines from the World Health Organization (WHO) recommend a depth for pediatric finger-prick sampling using a lancing device / lancet as follows:

- For a child over 6 months to 8 years: **MICROLET NEXT Setting 1 or 2**
- For a child over 8 years: **MICROLET NEXT Setting 4**

Settings should be adjusted based on comfort. Pressure applied can affect depth. (**WHO Guidelines on Drawing Blood: Best Practices in Phlebotomy**, Geneva: World Health Organization; 2010.)

Get the Blood Drop – Fingertip

FINGERTIP TESTING

Use the black/white adjustable endcap. Do not use the clear AST endcap.

- Attach the black/white adjustable endcap.
- Lock the endcap. Twist the white band until you hear or feel a click and the white and black raised marks line up as shown.
- Insert the lancet firmly into the lancing device. Push until the lancet comes to a complete stop.
- Wash hands and the puncture site with soap and warm water. Rinse and dry well.
- Carefully twist off the round protective cap. Save the cap for disposing of the used lancet.
- Rotate the endcap dial to adjust the puncture depth. The amount of pressure applied to the puncture site also affects puncture depth.

NOTE: Ensure you hear or feel the "click".

If the device does not puncture, re-set by repeating Step 4.

Continued on reverse side ➔

Geïmporteerd en gedistribueerd door: Ascensia Diabetes Care Netherlands B.V. Vermogenweg 107 3641 SR Mijdrecht Nederland Tel: 0800 235 22 937 info@diabetes.ascensia.nl www.diabetes.ascensia.com

Ascensia Diabetes Care Holdings AG Peter Merian-Strasse 90 4052 Basel, Switzerland EC REP Ascensia Diabetes Care Italy S.r.l. Via Varesina, 162 20156 Milano, Italy

ASCENSIA Diabetes Care

90012925 Rev. 05/24

Microlet® next Prikapparaat NL

GEBRUIKSAANWIJZING

- Lancetuitwerpschuif voor het veilig weggoen van lancetten.
- Zwart-witte verstelbare punctiedop alleen voor vingertoptesten.
- Doorzichtige AST-punctiedop alleen voor testen op een andere plaats.

Gebruik met MICROLET® lancetten voor testen op vingertop en handpalm.

WAARSCHUWING

- Vraag uw medische zorgverlener of testen op een alternatieve plek (AST) voor u geschikt.
- Kalibreer een continue bloedglucosemeter niet op basis van een AST-resultaat.
- Bereken geen insulinesaldo op basis van een AST-resultaat.

VOORZICHTIG:

- Bel de klantenservice voor hulp als uw apparaat om welke reden dan ook niet goed werkt of als u problemen met het apparaat opmerkt.
- Kies andere prikplaatsen om overmatige littekenvorming te voorkomen, wat kan leiden tot verlies van gevoeligheid.
- Test uw bloedglucosewaarden zo vaak als aanbevolen door uw medische zorgverlener.*
- Zorginstellingen raden aan dat volwassen patiënten hun bloedglucos drie tot vier keer per dag testen (2018 U Oja et al., "Disruption in the diabetic device care market") en dat kinderen en jonge mensen minstens vijf keer per dag testen (2016 NICE [NG18], "Diabetes (type 1 and 2) in children and young people: diagnosis and management").

WAARSCHUWING: potentieel blorisoico

- Het MICROLET NEXT prikapparaat is bedoeld voor zelftesten door één patiënt. Vanwege het infectiegevaar mag het niet bij meer dan één persoon worden gebruikt.
- Lancetten niet opnieuw gebruiken. Gebruik lancetten niet steril. Gebruik elke keer als u test een nieuw lancet.

GEBOOGD GEBRUIK: Bestemd voor afname van capillaire bloed, voor gebruik in combinatie met wegwerpbare lancetten. Het **MICROLET NEXT-prikapparaat** wordt gebruikt om capillaire bloed uit de vingertop of handpalm af te nemen voor het testen van de bloedglucose in combinatie met compatibele lancetten. Het **MICROLET NEXT-prikapparaat** is bedoeld voor gebruik bij pasgeborenen. Het **MICROLET-lancet** is een steriel apparaat voor eenmalig gebruik dat is bestemd voor het afnemen van een capillaire bloedmonster bij volwassenen en kinderen voor glucosemonitoring. Het lancet is niet bestemd voor gebruik bij pasgeborenen. Er zijn geen contra-indicaties bekend in verband met deze instrumenten.

Gebruik AST niet onder de volgende omstandigheden:

- Als u denkt dat uw bloedglucosewaarde laag is (hypoglykemie).
- Wanneer uw bloedglucosewaarde snel verandert (na een maaltijd, insulinesaldo of inspanning).
- Als u niet weet hoe symptomen van een lage bloedglucosewaarde aanvoelen (hypoglykemische onwetendheid).
- Als uw resultaten voor het testen van bloedglucose op een alternatieve plek niet overeenstemmen met hoe u zich voelt.
- Tijdens spelen of stressperiodes.
- Als u gaat autorijden of met een machine gaat werken.

WAARSCHUWING:

- Het MICROLET NEXT prikapparaat is bedoeld voor zelftesten door één patiënt. Vanwege het infectiegevaar mag het niet bij meer dan één persoon worden gebruikt.
- Lancetten niet opnieuw gebruiken. Gebruik lancetten niet steril. Gebruik elke keer als u test een nieuw lancet.

WAARSCHUWING:

- Het MICROLET NEXT prikapparaat is bedoeld voor zelftesten door één patiënt. Vanwege het infectiegevaar mag het niet bij meer dan één persoon worden gebruikt.
- Lancetten niet opnieuw gebruiken. Gebruik lancetten niet steril. Gebruik elke keer als u test een nieuw lancet.

NOTES: De richtlijnen voor capillaire bloedafname van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) wordt voor pediatrische vingerprikkeringen met een prikapparaat/lancet als volgt een diepte aanbevelen:

- Voor een kind tussen 6 maanden en 8 jaar: **MICROLET NEXT-instelling 1 of 2**
- Voor een kind ouder dan 8 jaar: **MICROLET NEXT-instelling 4**

Instellingen moeten naargelang het comfort worden aangepast. De uitgegeven druk kan invloed hebben op de diepte. (**WHO Guidelines on Drawing Blood: Best Practices in Phlebotomy**, Geneva: World Health Organization; 2010.)

Het prikapparaat voorbereiden

WAARSCHUWING

- Buiten het bereik van kinderen houden. Deze verpakking bevat kleine onderdelen die verdringen kunnen veroorzaken als ze per ongeluk worden ingeslikt.
- Het lancet blijft steriel tot het beschermendopje wordt verwijderd. Gebruik het lancet niet als dit beschadigd of onbeduidend geopend is. Gooi weg als medisch afval om mogelijk letsel te voorkomen.

Spanhendel UDI-code

Doorzichtige AST-punctiedop (voor handpalm)

WAARSCHUWING

- Was uw handen en de prikplaats met warm water en zeep. Goed afspoelen en drogen.
- Steek het lancet stevig in het prikapparaat. Blijf duwen tot het lancet niet verder kan.

6. Draai het ronde beschermendopje voorzichtig van het lancet af. Bewaar het dopje voor als u het gebruikte lancet weggooit.

OPMERKING: Volgens de richtlijnen voor capillaire bloedafname van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) wordt voor pediatrische vingerprikkeringen met een prikapparaat/lancet als volgt een diepte aanbevolen:

- Voor een kind tussen 6 maanden en 8 jaar: **MICROLET NEXT-instelling 1 of 2**
- Voor een kind ouder dan 8 jaar: **MICROLET NEXT-instelling 4**

Als het apparaat niet prikt, span u het opnieuw aan door stap 4 te herhalen. **Wordt vervolgd op ommezijde ➔**

FYRIRHUGUD NOTKUN: Ætlað til að taka blöð úr háreðum, til notkunar með einnota blöðhnifnum. **MICROLET NEXT stungupennin er ætlaður til að taka blöð úr háreðum úr fingurþóru með blöðskursmælingar með samhæfum blöðhnifnum. MICROLET NEXT stungupennin er aðeins ætlaður fyrir einn sjúkling. Stungupennin er ekki ætlaður fyrir nybura. **MICROLET blöðhnifurinn** er einnota dauðhreinsað tæki sem ætlað er til að taka blöðsýni úr fullorðnum eða börnum fyrir blöðskursmælingar. Stungupennin er ekki ætlaður til notkunar á nybúrum. Það eru engar þekktar frábendingar sem tengjast þessum tækjum.**

VIÐVÖRUN

- Spurðu lækninum hvort aðrir sýnatökustaðir (AST) geti hentáð bér.
- Svört/hvit stillanleg endehættu fyrir blöðskursmælingu með niðurstöðu úr AST-mælingu.
- Það skal ekki reikna insulínskammt úr AST-mælingu.

VARÚ:

- Haðu samband við þjónustuver til að aðstoð til tæki þitt bilar af einhverjum ástæðum eða af einhverjir erfðoleikar eru við notkun á tækini.
- Veldu aðra stungustæði til að koma í veg fyrir mykla örmyndun sem getti leitt til minna næmis.
- Mældu blöðskursmagn þitt eins oft og heilsugesluðaði þinn meðan.

HEILSGESULSTOFANIR: Maðil blöðskurinn sinn þrísar til fjórum sinnum á dag (2018 U Oja et al., "Disruption in the diabetic device care market") og óró og yngri einstaklingar maðil hann um minsta kostinnum á dag (2016 NICE [NG18], "Diabetes (type 1 and 2) in children and young people: diagnosis and management").

FYRIRHUGUD NOTKUN: Ætlað til að taka blöð úr háreðum, til notkunar með einnota blöðhnifnum. **MICROLET NEXT stungupennin er ætlaður fyrir einn sjúkling til að mæla eigin blöðskur. Ekki má nota hann af fleirum en einum einstaklingi vegna skýringarættu.**

VARÚ:

- Haðu samband við þjónustuver til að aðstoð til tæki þitt bilar af einhverjum ástæðum eða af einhverjir erfðoleikar eru við notkun á tækini.
- Veldu aðra stungustæði til að koma í veg fyrir mykla örmyndun sem getti leitt til minna næmis.
- Mældu blöðskursmagn þitt eins oft og heilsugesluðaði þinn meðan.

VIÐVÖRUN: Hugsaleg mengun af voldum lífremmingu efnum

- MICROLET NEXT stungupennin er ætlaður fyrir einn sjúkling til að mæla eigin blöðskur. Ekki má nota hann af fleirum en einum einstaklingi vegna skýringarættu.
- Ekki má endurnýta blöðhnif. Notaðir blöðhnifar eru ekki dauðhreinsaðir. Notaðir blöðhnifar við hverja mælingu.

NOTA: Notið með MICROLET blöðhnifum fyrir mælingu úr fingurgómi og lófa.

ATHUGASEMD: Í leiðbeiningum fyrir blöðsýni úr háreðum frá Alþjóðhelbligríðismálafostorgunni (WHO) er mælt með erfðarandi dýpt fyrir blöðsýni úr fingri í barnaleikningum með stungupenna/blöðhnif.

- Fyrir børn 6 mánaði til 8 ára: **MICROLET NEXT Stilling 1 eða 2**
- Fyrir børn eldri en 8 ára: **MICROLET NEXT Stilling 4**

Stillingum skal hagað í effi þegindum. Prystingur getur hatt ahrif á dýpt. (**WHO Guidelines on Drawing Blood: Best Practices in Phlebotomy**, Geneva: World Health Organization; 2010.)

Náðu blöðdropum – Fingurgómur

MÆLING ÚR FINGURGÓMI

Notaðu svört/hvit stillanleg endehættu. Ekki notáða glæs AST-endehættu.

- Festu svört/hvit stillanleg endehættu.
- Læstu endehættunni. Snúu hvíta börðum þar til því heyrir eða finnur smellur og hvítur svarta upphleypa merkið eru í flútti eins og sýnt er.
- Prystu blöðhnifum þétt inn í stungupennann. Ytu til blöðhnifunum stöðvast alega.
- Snúu kringlóttu hífðarhættuna varlega af. Geymuðu hættuna til fórgunar með notáða blöðhnifnum.
- Draguðu endahettuna af.
- Losaðu kringlóttu hífðarhættuna á blöðhnifnum með því að snúa henni fjarlögð og hring en ekki fjarlægja hættuna.

ATHUGASEMD: Vertu viss um að heyra í eða finna fyrir „smellum“.

Ef tækið stungur ekki, skall endurstilla með því að endurlika skref 4.

Framhald að hinni hlíðinni ➔

Microlet® next Stungupenni IS

FYLGISSEÐILL MED LEIÐBEININGUM

- Blöðhnifslöngva fyrir örugga fórum blöðhnif.
- Svört/hvit stillanleg endehættu fyrir blöðskursmælingu.
- Glar AST endehættu fyrir lófa.
- Þwrt/hvit stillanleg endehættu fyrir fingurgómi.

NOTA: Notið með MICROLET blöðhnifum fyrir mælingu úr fingurgómi og lófa.

VIÐVÖRUN

- Spurðu lækninum hvort aðrir sýnatökustaðir (AST) geti hentáð bér.
- EKKI SKALL KVARDA TÆKI TIL STÓÐURGA BLÖÐSKURSMÆLINGU MEÐ NIÐURSTÖÐU ÚR AST-MÆLINGU.
- Það skal ekki reikna insulínskammt úr AST-mælingu.

VARÚ:

- Haðu samband við þjónustuver til að aðstoð til tæki þitt bilar af einhverjum ástæðum eða af einhverjir erfðoleikar eru við notkun á tækini.
- Veldu aðra stungustæði til að koma í veg fyrir mykla örmyndun sem getti leitt til minna næmis.
- Mældu blöðskursmagn þitt eins oft og heilsugesluðaði þinn meðan.

VIÐVÖRUN: Hugsaleg mengun af voldum lífremmingu efnum

- MICROLET NEXT stungupennin er ætlaður fyrir einn sjúkling til að mæla eigin blöðskur. Ekki má nota hann af fleirum en einum einstaklingi vegna skýringarættu.
- Ekki má endurnýta blöðhnif. Notaðir blöðhnifar eru ekki dauðhreinsaðir. Notaðir blöðhnifar við hverja mælingu.

NOTA: Notið með MICROLET blöðhnifum fyrir mælingu úr fingurgómi og lófa.

ATHUGASEMD: Í leiðbeiningum fyrir blöðsýni úr háreðum frá Alþjóðhelbligríðismálafostorgunni (WHO) er mælt með erfðarandi dýpt fyrir blöðsýni úr fingri í barnaleikningum með stungupenna/blöðhnif.

- Fyrir børn 6 mánaði til 8 ára: **MICROLET NEXT Stilling 1 eða 2**
- Fyrir børn eldri en 8 ára: **MICROLET NEXT Stilling 4**

Stillingum skal hagað í effi þegindum. Prystingur getur hatt ahrif á dýpt. (**WHO Guidelines on Drawing Blood: Best Practices in Phlebotomy**, Geneva: World Health Organization; 2010.)

Undirbúðu stungupennann

VIÐVÖRUN

- Geymið par sem børn nái ekki til. Petta sett innheldur smáhluti sem gætu valdið köfn til.
- Blöðhnifur er dauerháttur er fjarlægð. Notið ekki blöðhnifurinn er skemmdur eða ef blöðhnifurinn hefur verið fjarlægð. Farið sem sottmengudum úrgangi til að fyrirbyggja allt mögulegt likamstjórn.

Endurstilla handfang UDI-köði

Stunguhappur

Glær AST-endehættu (fyrir lófa)

Swört/hvit stillanleg endehættu (fyrir fingurgómi)

Fylgir mögulega ekki öllum settum. Í boði samkvæmt belöni frá þjónustuveri.

6. Draguðu endahettuna af.

4. Losaðu kringlóttu hífðarhættuna á blöðhnifnum með því að snúa henni fjarlögð og hring en ekki fjarlægja hættuna.

5. Prystu blöðhnifum þétt inn í stungupennann. Ytu til blöðhnifunum stöðvast alega.

3. Draguðu endahettuna af.

1. Þvöldu hand og stungusæði með sápu og volgu vatni. Hreinsaðu og burkráðu svæðið vel.

2. Opnáðu endahættu. Snúu hvíta börðum þannig að hvítá upphleypa merkið og svartá innfælda merkið séu í flútti eins og sýnt er.

6. Snúu kringlóttu hífðarhættuna varlega af. Geymuðu hættuna til fórgunar með notáða blöðhnifnum.

3. Snúu endahettunni til að stilla stungupennan. Misunum prýstingur á stungusæðunum hefur einnig áhrif á stungupennina.

4. Draguð til baka til að endurstilla handfangið til að undirbúðu stungupennann. Stunguhappurinn er upphleystur þegar stungupenninn er tilbúinn.

5. Þrýstu stungupennan þétt upp að hlíð fyrirsins og ytu til að stunguhappinn þar til það smellur í tekinu.

ATHUGASEMD: Vertu viss um að heyra í eða finna fyrir „smellum“.

Framhald að hinni hlíðinni ➔

Microlet® next Fingerprikker DA

INDLÆGSSEDDAL

- Afskyndsknap til sikker bortskafeða af lancet.
- Sort/hvit justerbart endehættu til prøvetagning fra fingerspids.
- Gennemsigtig AST endehættu udelukkende til prøvetagning et alternativt sted.

Anvendes sammen med MICROLET® lancetter til mæling fra fingerspids og håndflade.

ADVARSEL

- Spør gendomstehandler om prøvetagning et alternativt sted (AST) er egnet for dig.
- Kalibrer ikke en enhed til kontinuerlig blodsukermæling med et resultat fra prøvetagning et alternativt sted.
- Beregn ikke en insulindosis baseret på et resultat fra prøvetagning et alternativt sted.
- Lancetter ikke genbruges. Lancetter er ikke længere sterile efter brug. Brug en ny lancet, hver gang du foretager en mæling.

FORSIGTIG:

- Kontakt kundeservice for hjælp, hvis din enhed af en eller anden årsag ikke fungerer, eller hvis du oplever problemer med enheden.
- Vælg alternative indstellsæder for at forhindre arddannelsen, der kan medføre nedsat følsomhed.
- Hvis din lancet ikke er steril, skal den bruges først.
- Under sygdom eller ved stress.
- Hvis du skal køre bil eller betjene maskiner.

Udfør ikke målet et alternativt sted i følgende situationer:

- Hvis du mener, at dit blodsukker er lavt (hypoglykæmi).
- Når blodsukker ændrer sig hurtigt (efter en måltid, insulin dosis, eller motion).
- Hvis du ikke kan mærke symptomerne på lavt blodsukker (hypoglykæmisk unawareness).
- Hvis du får blodsukkerresultater på det alternative sted, som ikke svarer til, hvordan du har det.
- Under sygdom eller ved stress.
- Hvis du skal køre bil eller betjene maskiner.


ADVARSEL: Potentiel biologisk risiko

- MICROLET NEXT fingerprikkeren er beregnet til brug ved egenmæling på en enkelt person. På grund af

6. Stroke your hand and finger toward the puncture site to form a drop of blood. Do not squeeze around the puncture site.

Eject / Dispose of the Lancet


WARNING
Always dispose of the used lancet as medical waste to prevent injury or contamination to others. Use a new lancet each time you test. **Do not reuse lancets.**



7. Test immediately after you have formed a small, round blood drop, as shown.




8. Wipe the puncture site with a clean, dry tissue and **maintain pressure** on the site until the bleeding stops.



1. Carefully remove the endcap from the lancet device. Twist the white band of the endcap so the white raised mark and the black indented mark line up. Pull off the endcap.

4. Push the grey lancet ejector forward until the lancet falls into the container, then slide ejector back.



CAUTION: Do not use the clear AST endcap on your fingertips.

5. Attach and **lock** the endcap. Twist the white band to lock.

6. Pull back the re-set handle to prepare the lancet device. The release button is raised when the lancet device is ready.

7. Lift the lancet device straight up and away from the skin without smearing the blood drop.

See *Eject / Dispose of the Lancet*.

Get the Blood Drop – Palm

ALTERNATIVE SITE TESTING (AST) PALM

NOTE: Use the **clear AST endcap**.

1. Insert the lancet as described in *Prepare the Lancet Device*.

2. Attach and lock the **clear AST endcap**. Twist the white band until you hear or feel a click and the white and black raised marks line up as shown.

3. Point the device toward a container for sharp objects (an empty plastic bottle with a lid, for example). Label the container properly and keep the container out of the reach of children.

4. Duw de grijze lancetuitwerpschijf naar voren totdat het lancet in de container valt; schijf de uitwerpschijf vervolgens terug.



5. Plaats de puntedop terug en **vergrendel** deze. Draai de witte band om te vergrendelen.

Het verkrijgen van de bloeddruppel: handpalm

ALTERNATIEVE PLEK VOOR HET TESTEN (AST) HANDPALM

OPMERKING: Gebruik de **doorzichtige** AST-punctiedop.

1. Steek het lancet in het prikapparaat zoals beschreven in *Het prikapparaat voorbereiden*.

2. Trek de spanhendel naar achteren om het prikapparaat voor te bereiden. De vrijgaveknop staat omhoog wanneer het prikapparaat gereed is.


3. Kies een vlezige plek op de handpalm als prikplaats. Probeer een plek te kiezen waar geen aderen, moedervel, bot of pezen zitten.

4. Trek de spanhendel naar achteren om het prikapparaat voor te bereiden. De vrijgaveknop staat omhoog wanneer het prikapparaat gereed is.

5. Druk het prikapparaat stevig tegen de prikplaats en druk dan op de vrijgaveknop totdat het apparaat klikt.

6. Verwijder de punctiedop voorzichtig van het prikapparaat. Draai de witte band van de punctiedop totdat het witte bobbelje en het zwarte deukje tegenover elkaar liggen. Trek de punctiedop van het prikapparaat af.

7. Test onmiddellijk nadat een kleine, ronde bloeddruppel is gevormd, zoals aangebeeld.



8. Veg de prikplaats af met een schoone droge tissue en **blíff op de prikplaats drukken** tot het bloeden stopt.

9. Wrijf over uw hand en vinger in de richting van de prikplaats om een bloeddruppel te verkrijgen. Krijg niet in het gebied rond de prikplaats.

10. Test onmiddellijk nadat een kleine, ronde bloeddruppel is gevormd, zoals aangebeeld.




Skjóttu blóðhnifnum út eða fargaðu honum.


VIÐVÖRUN

Fargaðu allt notuð blóðhnifnum sem söttingmúnum úrgangi til að fyrirbyggja líkmastjórn eða smit annarra. Notaðu nýjan blóðhnif við hverja mælingu. **EKKI MÁ ENDURNÝTA BLÓÐHNIFNA.**

Stungupennanum MICROLET NEXT er með blóðhnifstangnu. EKKI MÁ nota fingruna til að fjarlægja blóðhnifnum í stungupennanum.



7. Framkvæmuð mælinguna strax eftir að litil hringlaga blóðdroppi hefur myndast, eins og sýnt er.



8. Purkaðu af stungustáðnum með hreinni, þurr Þurkuð og **haltu þrystingi** á staðinn par til blaðeindin stöðvast.

9. Fjárlægðu endahettuna varlega af stungupennanum. Snúu hvíta borðanum á endahettuna bannig að hvíta upphleypa merkið og svarta innfelta merkið séu í flítti. Draugðu endahettuna af.

Afskyndning / bortskaftelse af lancetten


ADVARSEL

Bortskaft altid den brugte lancet som risikoafald for at undgå, at andre kommer til skade eller smitter. Brug en lancet, hver gang du foretager en måling. **Genbrug ikke en lancet.**

Din Microlet Next fingerprøvning har en lancetafskynder. Brug ikke dine fingre til at fjerne lancetten fra fingerprøvningen.



7. Foretag måling så snart du har dannet en lille, rund bloddråbe, som vist.



8. Tør indstiksstedet af med en ren, tør serviet, og **fortsæt med at trykke på** stedet, indtil blødningen stopper.


9. Tag forsigtigt endehætten af fingerprøvningen. Drej den hvide ring på endehætten, så det hvide forhøjede mærke og det sorte fordybningssmærke er på linje som vist. Træk endehætten af.

10. Vend fingerprøvningen mod en beholder til skarpe genstande (f.eks. en tom plastflaske med låg). Mærk beholderen korrekt, og opbevar beholderen uden for børns rækkevidde.

11. Skub den grå lancetafskynder fremad, indtil lancetten falder ned i beholderen, og skub derefter knappen tilbage.

Trek endehætten af.

4. Push the grey lancet ejector forward until the lancet falls into the container, then slide ejector back.



NOTE: Ensure you hear or feel the "click."

If the device does not puncture, reset by repeating Step 4.

5. Select a puncture site from a fleshy area on the palm. Avoid veins, moles, bones, and tendons.

6. Do not take the device away from your palm. Maintain steady pressure until a small, round blood drop forms under the clear endcap.

7. Lift the lancet device straight up and away from the skin without smearing the blood drop.

See *Eject / Dispose of the Lancet*.

Get the Blood Drop – Palm

ALTERNATIVE SITE TESTING (AST) PALM

NOTE: Use the **clear AST endcap**.

1. Insert the lancet as described in *Prepare the Lancet Device*.

8. Test immediately.



NOTE: Ensure you hear or feel the "click."

If the device does not puncture, reset by repeating Step 4.

5. Attach and **lock** the endcap. Twist the white band to lock.

6. Pull back the re-set handle to prepare the lancet device. The release button is raised when the lancet device is ready.

7. Lift the lancet device straight up and away from the skin without smearing the blood drop.

See *Eject / Dispose of the Lancet*.

Cleaning and Disinfection

Clean and disinfect your lancing device once a week.

Use cloths dampened with 70% isopropyl alcohol.

CAUTION: Do not use bleach (sodium hypochlorite).


1. Clean the lancing device with 70% isopropyl alcohol and disinfect the lancing device body and endcap (inside and outside). For proper disinfection, you must wipe all surfaces and keep them wet for 2 minutes.

2. Allow to air dry.

3. Remove the endcap and eject the lancet, if present.

4. Get a new cloth dampened with 70% isopropyl alcohol and disinfect the lancing device body and endcap (inside and outside). For proper disinfection, you must wipe all surfaces and keep them wet for 2 minutes.

5. Allow the lancing device body and endcap to air dry.



WARNING
If your lancing device is being operated by a second person who is providing testing assistance to you, the second person should wear gloves and the lancing device should be disinfected prior to use to reduce the risk of transmitting blood-borne pathogens.

SIGNS OF DETERIORATION: Your lancing device has been tested for 260 cycles of the cleaning and disinfection procedure (one cycle per week for 5 years). The lancing device has been demonstrated to withstand 5 years of cleaning and disinfection without damage. However, if your device malfunctions for any reason, contact Customer Service. See *Customer Service*.

Customer Service

OTY = Quantity

Keep dry

UDI = Unique device identifier

Single sterile barrier system with protective packaging outside

Do not use if package is damaged

Low-density polyethylene*

Non-corrugated fiberboard (paperboard)*

PAP = Paper*

*Separate waste collection. Check your local municipal guidelines.

MICROLET NEXT lancing device made in Poland. Ascensia, the Ascensia Diabetes Care logo, and Microlet are trademarks and/or registered trademarks of Ascensia Diabetes Care Holdings AG. All other trademarks are properties of their respective owners. No relationship or endorsement should be inferred or implied. © 2023 Ascensia Diabetes Care Holdings AG. All rights reserved. www.diabetes.ascensia.com

Symbols

LANCING DEVICE = Lancing Device

LANCEETS = Lancets

MD = Medical Device

AST = Alternative Site Testing (AST)

i = Single patient, multiple use

! = Caution

Klantenservice

QTY = Hoeveelheid

Droog houden

UDI = Unieke apparaatidentificatie

Single steriel barrièresysteem met beschermende verpakking buiten

Niet gebruiken als de verpakking beschadigd is

Polyethyleen met lage dichtheid*

PAP = Niet-gegolf hardboard (karton)*

PAP = Papier*

*Geschiede afvalverzameling. Raadpleeg de lokale gemeentelijke richtlijnen.

MICROLET NEXT prikapparaat verkocht in Polen. Ascensia, the Ascensia Diabetes Care logo and Microlet zijn handelsmerken en/of geregistreerde handelsmerken van Ascensia Diabetes Care Holdings AG. Alle overige handelsmerken zijn eigendom van hun respectieve eigenaren. Er mag geen relatie of goedkeuring uit worden afgeleid of wordt geimpliceerd.

© 2023 Ascensia Diabetes Care Holdings AG. Alle rechten voorbehouden.

www.diabetes.ascensia.com

Pjónustuver

Ábyrgð = Ærð er 5 ára ábyrgð á stungupennanum.

Samþærif blóðhnifnum eru MICROLET-blóðhnifar.

Erfalvært.

Stakt dalaþreinisað varnarkefni í verndandi umblúðum.

Notið ekki ef umbúrdur eru skemmdar.

Eðlislétt polyétylen*.

Sléttur pappi*.

Pappi*.

*Aðskilin sorphirða. Sjá leiðbeiningar sveitarfélagsins.

MICROLET NEXT stungupenni frameiddur í Póllandi.

Ascensia, Ascensia Diabetes Care myndmerki og Microlet eru vörumerki og/eller skrásett vörumerki Ascensia Diabetes Care Holdings AG.

Öll önnur vörumerki eru eigin viðkomandi eigenda, né þau gefin til kynna.